

KT TAPE

KT FLEX™

FLEXIBLE STABILITY TAPE

SUPPORTO FLESSIBILE PER IL GINOCCHIO™

LA LIBERTÀ E IL COMFORT DEL NASTRO KT®



1 ISTRUZIONI VIDEO



Guarda il video
www.kttape.com/instructions/ktflex

2 PRIMA DI COMINCIARE

Qui alcuni importanti consigli per avere i migliori risultati.



Applica il cerotto un'ora prima dell'attività



Pulisci la pelle dallo sporco e olio poi lascia asciugare



Elimina i peli superflui per una migliore aderenza



Assumi la giusta posizione del corpo e mantienila durante l'applicazione.



Non è necessario estendere il cerotto



Non strappare


www.kttape.com

*Non verificato clinicamente


Interrompere l'uso se la pelle diventa irritata o dolorante. Le istruzioni fornite sono solo per uso educativo. KT FLEX™ non sostituisce l'assistenza medica professionale. I pazienti affetti da cancro non devono usare il KT FLEX™ in quanto può interferire con il trattamento. Non usare sull'addome se incinta. Non posizionare il KT FLEX™ direttamente su tagli o ferite aperte. Garanzie e rimedi limitato al costo di sostituzione del prodotto. 2015 KT Health, LLC, American Fork, UT 84003. Tutti i diritti riservati.

3 E' RICHIESTA L'APPLICAZIONE DI DUE NASTRI

A: Ginocchio esterno




- 1 Prendere una striscia di nastro rinforzato FreeFlex™
- 2 Sollevare e rimuovere parzialmente il supporto cartaceo al centro del taglio.
- 3 Sentire l'urto osseo sotto l'articolazione del ginocchio all'esterno della gamba.
- 4 Con la gamba piegata, applicare il centro del nastro adesivo con il punto sopra la protuberanza ossea. Strofinare la sezione centrale.




- 5 Continuare a rimuovere la metà inferiore del supporto cartaceo assicurandosi che il nastro scenda sul lato inferiore del polpaccio.
- 6 Rimuovere la metà superiore del supporto cartaceo, a meno di un centimetro dall'estremità.
- 7 Tenendo premuto sull'estremità del supporto cartaceo, girare e allineare la metà superiore del nastro per seguire il lato della coscia e applicare.
- 8 Strofinare le estremità verso il basso e incollare il nastro adesivo in generale. Ora siete pronti per il nastro all'interno del ginocchio.

B: Inner Knee




- 1 Prendere una striscia di nastro rinforzata senza FreeFlex™.
- 2 Sollevare e rimuovere l'intera metà inferiore del supporto cartaceo.
- 3 Con la gamba leggermente piegata, applicare la metà inferiore del nastro adesivo per abbinare l'angolo della gamba esterna. Strofinare la parte inferiore della gamba.
- 4 Rimuovere la metà superiore del supporto cartaceo, a meno di un centimetro dall'estremità.



- 5 Rimuovi tenendo premuto sull'estremità del supporto cartaceo, girare e allineare la metà superiore del nastro per seguire il lato della coscia e applicare.
- 6 Strofinare le estremità verso il basso e incollare il nastro adesivo in generale.

4 COME RIMUOVERE IL TAPE



- 1 Iniziando da un'estremità e proseguendo lungo la lunghezza del nastro, sollevare un intero bordo lungo.
- 2 Continuare a far rotolare il bordo rimosso sul FreeFlex™ in lunghezza.
- 3 Terminare la rimozione del nastro tirando lentamente verso l'alto il bordo rimanente fino a quando non è più aderente.

5 SUPPORTO CLIENTI



support@kttape.com



facebook.com/kttape twitter.com/kttape instagram.com/kttape