


## KTRECOVERY+

I nastri KT Recovery +™ sono appositamente progettati per ridurre il gonfiore e le infiammazioni\* da lesioni muscolari e il dolore che le accompagna.


### APPLICAZIONE

Con la parte del corpo in allungamento, applicare sopra l'area infiammata o gonfia



### DOPO

Mostra l'area interessata una riduzione del gonfiore e dell'infiammazione



Per maggiori informazioni vai su [kttape.com/recoverypatch](http://kttape.com/recoverypatch)

## 1 PRIMA DI COMINCIARE

Per risultati ottimali seguire i consigli forniti. Seguire tutte le istruzioni.



Applicare entro 48 ore dall'inizio dell'infiammazione o dal gonfiore



Rimuovere sporco e oli dalla pelle e lasciare asciugare



Eliminare i peli superflui per una migliore aderenza.



Posiziona l'area di applicazione in modo che la pelle sia tesa.



Non applicare alcun allungamento a questo nastro. Potrebbe provocare irritazione su pelli sensibili




Rimuovere il nastro dalla pelle usando olio per bambini se necessario

\*Non clinicamente provato per tutte le applicazioni

## 2 COME APPLICARE RECOVERY PATCHES


1

Tirare la linguetta per rimuovere il supporto di carta interno.




2

Con la parte del corpo in tensione, posiziona il cerotto sulla pelle con il "KT" verso il cuore.



3

Tirare via lentamente il telaio di carta di supporto esterno e lisciare i bordi. Sfrega il cerotto per attivare l'adesivo..



# OUTSIDE

## 3 ALTRE APPLICAZIONI

PER UNA MAGGIORE COPERTURA USARE QUESTE APPLICAZIONI

### DI SEGUITO



### AFFIANCATE



### SOVRAPPOSTE



## ISTRUZIONI VIDEO



[www.kttape.com/instructions](http://www.kttape.com/instructions)

## 5 SUPPORTO AL CLIENTE



[support@kttape.com](mailto:support@kttape.com)



[facebook.com/kttape](https://facebook.com/kttape) [twitter.com/kttape](https://twitter.com/kttape) [instagram.com/kttape](https://instagram.com/kttape)

I nastri KT Recovery +™ non sostituiscono le cure mediche professionali. I consumatori sono invitati a consultare un medico prima di utilizzare i nastri KT Recovery +™. Interrompere l'uso e consultare un medico se si sviluppano peggioramenti delle condizioni della pelle o si verificano nuovi dolori, formicolio o intorpidimento. Non usare sull'addome in gravidanza. Non posizionare i nastri KT Recovery +™ direttamente su tagli o ferite aperte. Gli individui con sensibilità cutanea nota a causa di infezione attiva, radiazioni o altre ustioni, condizioni dermatologiche o un sistema linfatico compromesso, insufficienza cardiaca congestizia, insufficienza renale, cancro o trombosi venosa profonda devono consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto. Garanzie e rimedi limitati ai costi di sostituzione del prodotto. © 2015 KT Health, LLC. Tutti i diritti riservati.

KT TAPE

[www.kttape.com](http://www.kttape.com)


# KT RECOVERY+

## RECOVERY PATCH

SOLLIEVO DA INFIAMMAZIONI E GONFIORI\*

Per maggiori informazioni, vai su [kttape.com/recoverypatch](http://kttape.com/recoverypatch)

### AREE COMUNI DI APPLICAZIONE\*



\*Non clinicamente provato per tutte le applicazioni

KT TAPE

[www.kttape.com](http://www.kttape.com)